

НАБОР ИФА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ IgM АНТИТЕЛ К H.PYLORI

1504-11, H.Pylori IgM

Каталог. № : 1504-11
Количество : 96
Производитель: DAI (США)

Методика от 28-01-2013



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество тестов	96 тестов
Тест	H.Pylori IgM ИФА
Метод	ИФА: Твердофазный иммуносорбентный анализ
Принцип	Непрямой ИФА: антигенное покрытие пластин
Диапазон обнаружения	Качественный Положительный; Отрицательный Контроль & Cut-off
Образец	5 мкл сыворотки
Специфичность	98 %
Чувствительность	98 %
Общее время	~ 75 минут
Срок хранения	12-18 месяцев
Температура хранения	2-8 °C

*Лабораторные анализы не могут быть единственными критериями для медицинского заключения. История болезни пациента и последующие тесты должны быть приняты во внимание.

НАЗВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

"Diagnostic Automation" ИФА по определению IgM антител к Helicobacter Pylori предназначен для использования в оценке серологического статуса пациента к инфекции H.Pylori у пациентов с симптомами желудочно-кишечной инфекции.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕСТА

Очищенные антигены H.Pylori нанесены на поверхность микролунок. Разведенный образец сыворотки пациента помещается в лунки, и характерное для H.Pylori IgM антитело, если присутствует, соединяется с антигеном. Все свободные материалы смываются. После добавления ферментного конъюгата, он соединяется с комплексом антитело-антиген. Избыточный ферментный конъюгат промывается и добавляется ТМБ хромогенный субстрат. Каталитическая реакция ферментного конъюгата останавливается в определенное время. Интенсивность полученного цвета пропорциональна количеству IgM специфического антитела. Результаты считываются при помощи считывающего устройства микролунок и сравниваются параллельно с калибратором и контролями.

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Микролуночные полоски: микролунки, покрытые очищенным антигеном H.Pylori. (12 x 8 лунок)
- Абсорбирующий раствор: Колпачок черного цвета. 1 пузырек (22 мл)
- Калибратор: Оценочный фактор (f) указан на этикетке. Колпачок красного цвета. 1 пузырек (150 мкл)
- Отрицательный Контроль: Диапазон указан на этикетке. Колпачок натурального цвета. 1 пузырек (150 мкл)
- Положительный контроль: Диапазон указан на этикетке. Колпачок зеленого цвета. 1 пузырек (150 мкл)
- Промывочный концентрат 10 х: 1 бутылочка (100 мл)
- Ферментный конъюгат: Раствор красного цвета 1 пузырек (12 мл)
- ТМБ хромогенный субстрат: Янтарная бутылочка. 1 пузырек (12 мл)
- Стоп раствор. 1 пузырек (12 мл)

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

- Хранить набор при температуре 2-8 °C.
- Всегда хранить микролунки тщательно запечатанными в упаковке с влагопоглотителем. Мы рекомендуем использовать

все микролунки в течение 4 недель с момента вскрытия упаковки.

- Реагенты остаются стабильными до окончания срока годности набора.
- Не подвергать тестовые реагенты нагреванию. На допускать попадания прямых солнечных лучей и сильного света во время хранения и использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Потенциально биологически опасные материалы: Калибратор и контроли содержат компоненты человеческого происхождения, которые были тестированы и оказались неактивными по отношению к поверхностному антигену гепатита В, а также к антителу ВИЧ, при взаимодействии с реактивами, лицензированными Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (США). Так как не существует метода, который может предложить полную уверенность в том, что ВИЧ, вирус гепатита В или другие инфекционные агенты отсутствуют, с этими реагентами необходимо обращаться, придерживаясь 2-го Уровня Биологической Безопасности, рекомендованного инструкциями Центров Контроля заболеваний/ Национальными Институтами Здравья, "Биологическая безопасность в микробиологических и биомедицинских лабораториях." 1984.
- Не пипетировать ртом. Не курить, не употреблять пищу и не пить в местах обращения с образцами и реагентами.
- Компоненты набора предназначены для использования как интегральная единица. Не смешивать компоненты из разных партий.
- Данный продукт содержит компоненты, содержащие азид натрия. Азид натрия может реагировать со свинцовыми и медными трубами до образования взрывоопасных азидов. При уничтожении смыть с большим количеством воды.

ЗАБОР И ОБРАЩЕНИЕ С ОБРАЗЦОМ

- Взять образцы крови и отделить сыворотку.
- Хранить охлажденными при 2-8 °C до 7 дней или замороженными до 6 месяцев. Избегать циклов повторного замораживания-оттаивания.

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

- Подготовить 1 часть промывочного буфера. Подготовить промывочный буфер методом добавления дистиллированной или деионизированной воды к 10 частям промывочного концентрата до окончательного объема в 1 литр.
- Привести все образцы и реагенты набора к комнатной температуре (20-25 °C) и аккуратно перемешать.

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА

- Поместить требуемое количество покрытых полосок в держатель.
- Приготовить растворы 1:40 добавлением 5 мкл тестовых образцов, отрицательного контроля, положительного контроля и калибратора к 200 мкл абсорбирующего раствора. Тщательно перемешать.
- Распределить 100 мкл разбавленной сыворотки, калибратор и контроли в соответствующие лунки. Для контрольного реагента, поместить 100 мкл абсорбирующего раствора в позицию лунки 1А. Постучать по держателю для удаления воздушных пузырей из раствора и тщательно перемешать. Инкубировать при комнатной температуре в течение 30 минут.
- Удалить ферментный конъюгат из всех лунок. Повторить промывку 3 раза с промывочным буфером.
- Добавить 100 мкл ферментного конъюгата в каждую лунку и инкубировать при комнатной температуре в течение 30 минут.
- Удалить ферментный конъюгат из всех лунок. Повторить промывку 3 раза с промывочным буфером.
- Добавить 100 мкл ТМБ хромогенного субстрата в каждую лунку и инкубировать при комнатной температуре в течение 15 минут.
- Добавить 100 мкл Стоп раствора для остановки реакции.
- Убедиться в отсутствии воздушных пузырей в каждой лунке перед считыванием результатов.
- Считать О.Д. при 450 нм при помощи считывающего устройства микролунок.

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Для получения предельного (Cut-off) значения OD: Умножить значение OD калибратора на Оценочный фактор (f), указанный на этикетке калибратора.
- Подсчитать Индекс IgM каждого определения делением значений OD каждого образца на полученное предельное значение OD.

Например:

Если значение Фактора (f) на этикетке = 0.35

Образец	OD ₄₅₀	Среднее OD ₄₅₀	Подсчитанное значение Cut-off	Индекс А/В	Интерпретация
Калибратор f = 0.35	1.730 1.700	1.715	0.60		
Положит. контроль	1.028 1.051	1.040		1.73	Положит.
Отрицат. контроль	0.030 0.035	0.033		0.06	Отрицат.
Образец 1	1.126 1.209	1.168		1.95	Положит.
Образец 2	0.312 0.295	0.304		0.50	Отрицат.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Проведение теста считается действительным при соблюдении следующих условий:

1. Значение OD контрольного реагента против воздуха считывающего устройства микролунок должно быть меньше 0.250.
2. Если значение OD Калибратора меньше 0.250, тест считать недействительным и требуется повторное тестирование.
3. Индекс IgM Положительного и Отрицательного Контролей должны быть в диапазоне, указанном на этикетках.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Отрицательный: Индекс IgM со значением 0.90 или ниже является сероотрицательным к антителу IgM. Возможно, образец был взят слишком рано.

Сомнительный: Индекс IgM со значением 0.91-0.99 является двойственным. Образец должен быть протестирован повторно с новым образцом, взятым через 3 недели.

Положительный: Индекс IgM со значением 1.00 или выше.

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА

1. Анализ должен проводиться только для оценки пациентов с клиническими симптомами, указывающими на желудочно-кишечное заболевание.
2. Положительный результат теста указывает на активную инфекцию и колонизацию *H. Pylori*. Это не обязательно указывает на наличие желудочно-кишечного заболевания.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул.Чорновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com