

# КРЕАТИНКИНАЗА АССЕНТ-300

## АССЕНТ-300 СК

Кат. №: 7-320

Дата випуску інструкції: 10-2020



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

### ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Діагностичний набір для визначення активності креатинкінази, що використовується в автоматичному аналізаторі АССЕНТ-300.


Реагенти повинні використовуватися лише для діагностики *in vitro* кваліфікованим лабораторним персоналом, лише за призначенням, за відповідних лабораторних умов.

### ВСТУП

Креатинкіназа (КК) каталізує перенесення фосфатної групи між креатин фосфатом і аденозиндифосфатом (АДФ). Продуктом цієї реакції є аденозинтрифосфат (АТФ) - джерело енергії в клітині. КК - це Димер, що складається з двох різних субодиниць, званих М і В. Три різних ізоензими, які утворюються з цих субодиниць, виявляють у мозку і гладких м'язах (ВВ), скелетних м'язах (ММ), і серцевому м'язі (ММ і МВ). Підвищений рівень КК зазвичай буває викликаний пошкодженням м'язів, інфарктом міокарда або легеневою недостатністю.

### ПРИНЦИП МЕТОДУ

Оптимізований кінетичний метод, заснований на рекомендаціях Міжнародної Федерації Клінічної Хімії (модифікований метод IFCC).



Швидкість абсорбції вимірюється як зміна коефіцієнта поглинання при довжині хвилі 340 нм (nm) і прямо пропорційна активності креатинкінази.

### РЕАГЕНТИ

#### Склад набору

1-Реагент 2 x 40 мл (ml)  
2-Реагент 1 x 17 мл (ml)

Реагенти при зберіганні при 2-8 °С (°С) стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Стабільність на борту аналізатора при 2-10 °С (°С) складає 10 тижнів.

### Концентрації в тесті

#### 1-Реагент

імідазоловий буфер 100 ммоль/л (mmol/l)  
глюкоза 20 ммоль/л (mmol/l)  
N-ацетилцистеїн 20 ммоль/л (mmol/l)  
ацетат магнію 10 ммоль/л (mmol/l)  
ЕДТА 2 ммоль/л (mmol/l)  
НАДФ 2 ммоль/л (mmol/l)  
АДФ 2 ммоль/л (mmol/l)  
АМФ 5 ммоль/л (mmol/l)  
гексокіназа > 2.5 О/мл (U/ml)

#### 2-Реагент

діаденозин пентафосфат 10 мкмоль/л (μmol/l)  
глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа > 1.5 О/мл (U/ml)  
креатин фосфат 30 ммоль/л (mmol/l)  
консервант

### Попередження і примітки

- Захищати від світла та уникати забруднення!
- Зберігати закритими.
- Не заморозуйте реактиви.
- Не міняйте кришки між реагентами.
- Для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання виробу, будь ласка, зверніться до MSDS.
- 1-Реагент відповідає критеріям класифікації відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

Інгредієнти:

1-реагент містить імідазол.

### Небезпека



H360 Може вплинути на фертильність або майбутню дитину.  
P201 Отримайте спеціальні вказівки перед використанням.  
P202 Не обробляти, доки всі заходи безпеки не будуть прочитані та зрозумілі.

P308+P313 У разі потрапляння або занепокоєння: Зверніться за медичною консультацією/допомогою.

P405 Зберігати закритими.

P501 Утилізувати вміст/контейнери відповідно до чинного законодавства щодо поводження з відходами.

### БІОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Сироватка, вільна від гемолізу.

Активність КК нестабільна і швидко втрачається під час зберігання. Зразки слід зберігати щільно закритими та захищеними від світла.

Зразки можна зберігати до 4-8 годин при 15-25 °С (°С) або 1-2 дні при 2-8 °С (°С) або 1 місяць при -20 °С (°С).

Проте, рекомендується проводити дослідження на свіжовзятому біологічному матеріалі!

### ПРОЦЕДУРА

1-Реагент та 2-Реагент готові до використання.

Для бланк-реагенту рекомендується деіонізована вода.

### Необхідні дії:

При проведенні аналізів в аналізаторі АССЕНТ-300 існує ймовірність **перехресного забруднення**, що впливає на результати тестів: СК - КРЕАТИНІН, СК - МГ, СК-МВ - СК. Щоб уникнути цього ефекту, дотримуйтесь рекомендацій, що містяться в інструкції 51\_03\_24\_007\_ACCENT 300\_CARRYOVER.

### РЕФЕРЕНСНІ ВЕЛИЧИНИ

Сироватка/плазма	37 °С (°С)	
Жінки	<167 О/л (U/l)	2.78 мккат/л (μkat/l)
чоловіки	<190 О/л (U/l)	3.17 мккат/л (μkat/l)

Кожній лабораторії рекомендується розробити свої власні норми, характерні для обстежуваного контингенту.

### КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Для внутрішнього контролю якості рекомендується використовувати CORMAY SERUM HN (Кат. № 5-172) і CORMAY SERUM HP (Кат. № 5-173) для кожної серії вимірювань.

Для калібрування автоматичних аналізаторів рекомендується використовувати CORMAY MULTICALIBRATOR РІВЕНЬ 1 (Кат. № 5-174, 5-176) та РІВЕНЬ 2 (Кат. № 5-175, 5-177).

Калібрувальну криву слід будувати кожних 10 тижнів, при кожній зміні лота реагенту або коли необхідно, або якщо результати контролю якості не потрапляють в референтний діапазон.

### РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ці метрологічні характеристики були отримані при використанні автоматичного аналізатора АССЕНТ-300. Результати, отримані на інших аналізаторах, можуть відрізнятись.

- Чутливість:** 31.1 О/л (U/l) (0.52 мккат/л (μkat/l))

- Лійність:** до 2000 О/л (U/l) (33.3 мккат/л (μkat/l))

У випадку більш високої активності Креатинкінази у досліджуваному зразку, зразок слід розвести з 0.9% NaCl і повторити визначення. Результат помножити на коефіцієнт розведення.

▪ **Специфічність/Інтерференції**

Гемоглобін до 0.156 г/дл (g/dl), аскорбінова кислота до 62 мг/л (mg/l), білірубін до 20 мг/дл (mg/dl), тригліцериди до 1000 мг/дл (mg/dl) не впливають на результати визначень.

▪ **Точність**

<b>Повторюваність</b> (між серіями) n = 20	Середнє [О/л (U/l)]	SD [О/л (U/l)]	CV [%]
Рівень 1	129.44	1.75	1.35
Рівень 2	543.87	2.93	0.54

<b>Відтворюваність</b> (між днями) n = 80	Середнє [О/л (U/l)]	SD [О/л (U/l)]	CV [%]
Рівень 1	144.5	2.40	1.66
Рівень 2	514.6	18.98	3.69

▪ **Порівняння методів**

Порівняння між значеннями Креатинкінази, отриманих на **ACCENT-300** (y) та на **COBAS INTEGRA 400** (x) з використанням 41 зразка дало наступні результати:

$$y = 1.0204x - 1.5393 \text{ О/л (U/l)};$$

$$R = 0.9995 \quad (R - \text{коефіцієнт кореляції})$$

**ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ**

Відповідно до місцевих вимог.

**ЛІТЕРАТУРА**

1. DGKC: J. Clin. Chem. Clin. Biochem.: 15, 249-254 (1977).
2. The Committee on Enzymes of The Scandinavian Society for Clinical Chemistry and Clinical Phys.: Scand. J. Clin. Lab. Invest. 36, 1-5 (1979).
3. Lott J.A., Stang J.M.: Clin. Chem. 26/9, 1241-1250 (1980).
4. Commission Enzymologie, Comité de Standardisation, Société Française de Biologie Clinique: Ann. Biol. Clin. 40, 138-149 (1981).
5. Tietz N.W., ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 806-6 (1995).
6. Burtis C.A., Ashwood E.R., ed. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed. Philadelphia, PA: Moss D. W., Henderson A. R., 652 (1999).
7. Alan H.B. Wu: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. WB Saunders, 634, (2006).
8. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Volumed, 786, (1998).

**АДАПТАЦІЯ**

(Таблиці див. в оригіналі інструкції)



**ВИРОБНИК**

PZ CORMAY S.A.  
Wiosenna 22,  
05-092 Lomianki, Poland  
phone: +48 (0) 81 749 44 00  
fax: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.  
вул. Віосенна, 22  
05-092, м. Ломянки, Польща  
тел.: +48 (0) 81 749 44 00  
факс: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>



**УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ**

ТОВ «Діамеб трейд»  
вул. Симона Петлюри, буд. 25  
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна  
тел.: +380 (342) 77 51 22  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

