

НАБОР ИФА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭСТРАДИОЛА (E2)

4925-300, Estradiol (E2) Test System

Каталог. № : 4925-300

Методика от 03-09-2012

Количество : 96

Версия 4

Производитель: Monobind (США)



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

1.0 ВВЕДЕНИЕ

Назначение: количественное определение концентрации Эстрадиола (E2) в человеческой сыворотке или плазме.

2.0 ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕСТА

Измерение эстрадиола в сыворотке и плазме считается наиболее достоверным отображением его продукции.

Эстрадиол (17бета-эстрадиол) – стероидный гормон (моп. вес 272,3 Да), циркулирующий преимущественно связанным с белком. Кроме эстрадиола, натуральными стероидными эстрогенами являются эстрон, эстриол и их метаболиты. Натуральные эстрогены – гормоны, секретирующиеся, в основном, фолликулами яичников, а также надпочечниками, желтым телом, плацентой, и, у мужчин, яичками. Экзогенные эстрогены, натуральные или синтетические, выявляют все фармакологические эффекты эндогенных эстрогенов в разной степени.


Эстрогенные гормоны секретируются в разных количествах на протяжении менструального цикла на протяжении всей активности яичников. При беременности плацента становится основным источником эстрогенов. При менопаузе секреция эстрогенов яичниками уменьшается с разной скоростью. Гонадотропины передней доли гипофиза регулирует секрецию овариальных гормонов прогестерона и эстрадиола гипоталамический контроль продукции гипофизарного гонадотропина регулируется обратной связью концентрацией эстрогена и прогестерона в плазме. Эта система с обратной связью приводит к циклическим явлениям овуляции и менструации. Определение эстрадиола используется в разных контекстах, включая раннее половое созревание в девочек и гинекомастию у мужчин. Он используется для диагностики при аменорее и при мониторинге индукции овуляции.

В этом наборе используются специфические антитела к эстрадиолу и не требуется предварительной экстракции образцов сыворотки или плазмы. Перекрестная реактивность к другим натуральным и структурно похожим стероидам низкая. Использование нескольких стандартов сыворотки с известной концентрацией эстрадиола позволяет построить калибровочную кривую. По сравнению с дозозависимой кривой определяется активность неизвестных образцов, коррелирующая с концентрацией эстрадиола.

3.0 ПРИНЦИП МЕТОДА

Иммуферментный анализа (тип 9)

Настоящие реагенты, необходимые для иммуноферментного определения, включают антитела, конъюгат фермент-антиген и естественный антиген. При смешивании биотинилированных антител, и сыворотки, содержащей нативный антиген, происходит реакция между антигеном и антителом. Взаимодействие иллюстрируется уравнением




Ab_{Bn} = биотинилированные антитела

Ag = нативный антиген (переменное количество)

$Ag Ab_{Bn}$ = комплекс антиген-антитело

После краткой инкубации вносится ферментный конъюгат. (Эта задержка с внесением позволяет повысить чувствительность для образцов с низкой концентрацией образцов). При добавлении ферментного конъюгата происходит конкурентная реакция между ферментным аналогом и антигеном образца за ограниченное количество сайтов связывания антител (не занятых при первой инкубации)



$Enz Ag$ = конъюгат фермент – антиген (постоянное количество)

$Enz AgAb_{Bn}$ = комплекс конъюгат фермент – антиген и антитела

rAb_{Bn} = биотинилированные антитела, не прореагировавшие в 1 инкубации

Одновременно в ячейках образуется комплекс при реакции биотина, прикрепленного к антителам и стрептавидина, иммобилизованного в лунках. Это приводит к разделению связанных антител после декантации или аспирации.

$Ag Ab_{Bn} + Enz Ag Ab_{Bn} + стрептавидин \Rightarrow$ имм. комплекс стрептавидин_{C.W.} = стрептавидин, иммобилизованный на ячейках

Активность фермента во фракции связанных антител обратно пропорциональна концентрации нативного антигена. При использовании нескольких стандартов с известным значением концентрации антигена строится калибровочная кривая, по которой вычисляется концентрация неизвестных образцов.

4.0 РЕАГЕНТЫ

Поставляемые материалы:

A. Калибраторы Эстрадиола - 1 мл/флакон - значки A-G

67 флаконов референсной сыворотки (стандартов) с концентрациями ЭСТРАДИОЛА 0 (A), 20 (B), 100 (C), 250 (D), 500 (E), 1500 (F) и 3000 (G) пг/мл. Хранить при 2-8°C. Содержат консерванты.

Калибраторы могут выражаться в молярных концентрациях (пмоль/л) умножением на 3.67. Например: 1 пг/мл x 3.67 = 3.67 пмоль/л

B. Ферментный Реагент Эстрадиола – 6.0 мл/флакон - значок E

Один флакон, содержащий конъюгат Эстрадиол (аналог)-пероксидаза хрена (HRP) в белковом буфере, красный краситель. Хранить при 2-8°C.

C. Эстрадиол биотиновый реагент - 6 мл/флакон.

Один флакон, содержащий Анти-Эстрадиоловые биотинилированные очищенные кроличьи IgG в буфере, зеленый краситель и консервант. Хранить при 2-8°C

D. Планшет, покрытый стрептавидином, 96 ячеек, значок J

Один 96-луночный микропланшет, покрытый 1.0 мкг/мл стрептавидина и запакованный в алюминиевую фольгу с осушителем. Хранить при 2-8°C.

E. Концентрат Буфера для промывок - 20 мл - значок D

Один флакон, содержащий ПАВ в фосфатном солевом буфере. Содержит консервант. Хранить при 2-30°C.

F. Реагент Субстрата - 12 мл/флакон - значок S^N

Один флакон, содержащий ТМБ и H₂O₂ в буфере. Хранить при 2-8°C.

G. Стоп-раствор -- 8.0 мл/флакон - значок STOP

Один флакон, содержащий сильную кислоту (1N HCl). Хранить при 2-30°C.

H. Инструкция к набору.

Замечание 1: Не используйте реагенты с истекшим сроком годности.

Замечание 2: Открытые реагенты стабильны 60 дней при хранении от 2 до 8°C.

Замечание 3: Перечисленные реагенты для одного 96-луночного микропланшета.

4.1 Необходимые, но не поставляемые с набором материалы

1. Микродозатор на 25, 50 мкл с точностью не хуже 1.5%
2. Диспенсеры на 100 и 350 мкл с точностью не хуже 1.5%
3. Пипетки на 200-1000 мкл для конъюгата
4. Микропланшетный вошер или сжимаемая бутылка
5. Микропланшетный ридер с фильтрами 450 нм и 620 нм.
6. Фильтровальная бумага для высушивания лунок
7. Пластиковая пленка или крышка для инкубации микропланшета.
8. Вакуумный аспиратор (опционально) для промывок
9. Таймер
10. Контрольные материалы

5.0 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Набор предназначен только для диагностики *in vitro* Не для внутреннего или наружного использования на людях или животных

Потенциально опасный биоматериал. Используемая для изготовления компонентов набора человеческая сыворотка протестирована методами, одобренными FDA, в которых получены отрицательные результаты на наличие антител к ВИЧ 1 и 2, HCV и поверхностного антигена гепатита В. Однако, поскольку не существует методов, дающих полную гарантию отсутствия инфекционных агентов, с реагентами следует обращаться с осторожностью, как с потенциально опасным биоматериалом, что рекомендуется для любых образцов крови согласно правилам квалифицированной лабораторной практики. Рекомендации смотрите в национальных руководствах по биобезопасности или,

6.0 СБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

Образцами служат кровь, сыворотка и гепаринизированная плазма. Должны соблюдаться обычные меры предосторожности. Для сопоставимого сравнения нормальных значений должна быть получена утренняя сыворотка (натощак). Кровь следует собирать в пробирку с красной маркировкой без добавок или антикоагулянтов. Для получения плазмы используйте пробирку с гепарином или ЭДТА. Позвольте крови свернуться. Для отделения сыворотки используйте центрифугу.

Образцы могут храниться при 2-8 °C до 5 дней. Если образцы не могут быть проанализированы за это время, они могут быть заморожены до -20 °C на период до 30 дней. Избегайте повторных циклов замораживания - оттаивания. Для анализа в дублях требуется 0.020 мл образца.

7.0 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждая лаборатория должна использовать контроли низкого, нормального и высокого уровней, для отслеживания характеристик набора. Эти контроли должны исследоваться как неизвестные образцы в каждой постановке анализа. Должны строиться карты контроля качества для отслеживания характеристик поставляемых реагентов. Следует применять приемлемые статистические методы для установления отклонений. Значительные отклонения от установленных характеристик могут свидетельствовать об изменениях в условиях эксперимента или разложении реагентов набора. Для определения причины изменений должны быть использованы свежие реагенты.

8.0 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ.

1. Буфер для промывок

Разведите концентрат промывочного буфера в подходящем сосуде, до 1000 мл дистиллированной водой. Храните при комнатной температуре (2-30 °C) до 60 дней.

Замечание: не используйте рабочий раствор субстрата, если он приобрел голубую окраску.

9.0 ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА

Перед началом анализа все реагенты, стандарты и контроли должны достичь комнатной температуры (20-27°C).

- Выберите необходимое количество лунок для образцов, стандартов и контролей для постановки в дублях. **Верните неиспользуемые стрипы в алюминиевый пакет и закройте его. Храните при 2-8 °C.**
- Добавьте по 0.025 мл (25 мкл) стандартов, контролей и исследуемых образцов в соответствующие лунки.
- Добавьте пипеткой по 0.050 мл (50 мкл) биотинового конъюгата Эстрадиола в каждую лунку.
- Осторожно перемешайте планшет в течение 20-30 секунд.
- Инкубируйте 30 минут при комнатной температуре.
- Добавьте пипеткой по 0.050 мл (50 мкл) ферментного конъюгата Эстрадиола в каждую лунку.

Вносите все реагенты близко ко дну ячеек.

- Хорошо перемешайте микропланшет в течение 20-30 секунд.
- Инкубируйте 90 минут при комнатной температуре.
- Удалите содержимое ячеек декантацией или аспирацией. Высушите планшет на фильтровальной бумаге, если использовалась декантация.
- Добавьте 350 мкл буфера для промывок (см. раздел "Приготовление реагентов") и удалите его. Повторите процедуру еще два раза (общее количество циклов промывки - 3). Для этой процедуры лучше использовать автоматический или ручной вошер в соответствии с инструкциями производителя приборов (избегайте воздушных пузырьков).
- Добавьте по 100 мкл Рабочего раствора субстрата в каждую лунку (см. "Приготовление реагентов"). **Всегда добавляйте реагенты в одной и той же последовательности и с одинаковой скоростью, чтобы избежать различий во времени реакции в разных ячейках.**

НЕ ВСТРЯХИВАЙТЕ ПЛАНШЕТ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ СУБСТРАТА

- Инкубируйте 20 минут при комнатной температуре.
- Остановите развитие окраски добавлением в каждую ячейку 50 мкл стоп-раствора и перемешайте ячейки в течение 15-20 секунд. **Всегда добавляйте реагенты в одной и той же последовательности и с одинаковой скоростью, чтобы избежать различий во времени реакции в разных ячейках.**
- Измерьте величины поглощения содержимого ячеек на длине волны 450 нм (измерение проводится при референсной длине волны 620-630 нм). Измерения должны быть проведены в течение 30 минут после добавления стоп-раствора.

Замечание. Разбавьте образцы с ожидаемой концентрацией выше 3000 пг/мл 1:5 или 1:10 калибратором эстрадиола "0" пг/мл или мужской сывороткой с известно низким уровнем эстрадиола.

10.0 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения концентрации Эстрадиола в неизвестных образцах используется калибровочная кривая.

- Запишите значения оптической плотности для всех ячеек как показано в примере 1.
- Для построения калибровочной кривой на линейной графической бумаге используйте каждую из двух оптических плотностей для каждого стандарта в зависимости от концентрации Эстрадиола в пг/мл (не рассчитывайте среднего значения до построения).
- Проведите оптимальную калибровочную кривую.
- Определите концентрации Эстрадиола в контролях и образцах, используя калибровочную кривую и средние значения оптической плотности для каждого образца. В приведенном ниже примере средняя абсорбция (1.202) пересекает стандартную кривую при 160 пг/мл (см. рис.1)

ПРИМЕР 1

Образец	Положение лунки	Абсорбция (A)	Среднее абсорбции (B)	Концентрация пг/мл
Калибратор А	A1	2.268	2.256	0
	B1	2.244		
Калибратор В	C1	1.839	1.849	20
	D1	1.860		
Калибратор С	E1	1.409	1.426	100
	F1	1.443		
Калибратор D	G1	1.017	1.003	250
	H1	0.989		
Калибратор E	A2	0.698	0.723	500
	B2	0.748		
Калибратор F	C2	0.480	0.487	1500
	D2	0.493		
Калибратор G	E2	0.390	0.388	3000
	F2	0.385		
Образец	G2	1.202	1.202	160
	H2	1.203		

* Данные приведены в примере 1 только для иллюстрации и не должны использоваться для построения стандартной кривой.

Рисунок 1

(См. оригинал инструкции).

11.0 ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Для успешного выполнения теста необходимо выполнение следующих условий:

- Оптическая плотность Калибратора 0 пг/мл должна быть ≥ 1.3
- Четыре из шести контролей качества должны укладываться в установленные интервалы.

12.0 АНАЛИЗ РИСКА

MSDS и Форма Анализа Риска доступны по запросу от Monobind Inc.

12.1 Проведение анализа

- Для воспроизводимости результатов важно, чтобы время реакции поддерживалось постоянным в каждой ячейке.
- Пипетирование образцов не должно превышать 10 минут.
- Очень липемические, гемолизированные и сильно загрязненные образцы не должны использоваться.
- Если используется больше, чем один планшет, рекомендуется повторять калибровочную кривую.
- Добавление раствора субстрата инициирует кинетическую реакцию, которая останавливается при добавлении стоп-раствора. Следовательно, добавление субстрата и стоп-раствора должно проводиться в одинаковой последовательности и с одинаковой скоростью для устранения различий во времени реакции в разных ячейках.
- Измерение оптической плотности на ридере проходит вертикально. Не прикасайтесь ко дну микроячеек.
- Плохая промывка ячеек может приводить к невоспроизводимым результатам.
- Использовать компоненты из одного набора. Не перемешивать реагенты из разных партий.
- Аккуратное и точное пипетирование и соблюдение точного времени и температуры являются важными. Любое отклонение может привести к неточным результатам.
- Для надлежащей работы устройства придерживаться всех установленных норм.

- Важно провести калибровку всего оборудования, например, пипеток, считывающих устройств, моющих устройств и/или автоматизированных инструментов.
- Анализ риска, как требуется Директивой 98/79/CE, для данного и других устройств, произведенных *Monobind Inc.*, может быть запрошен у Monobind@Monobind.com.

12.2 Интерпретация

- Измерения и интерпретация результатов должны проводиться опытным специалистом.**
- Лабораторные результаты не могут быть единственным критерием для определения диагноза. Особенно если результаты противоречат другим анализам.
- Для действительных результатов соответствующие контрольные и другие параметры должны находиться в установленных нормах.
- Производитель не несет ответственности** за результаты, если смешиваются составляющие из разных наборов.
- Если используются контрольные данные компьютера для интерпретации результатов, ожидаемые значения калибраторов должны быть в пределах 10 % заданных концентраций.

13.0 ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Было проведено исследование "нормальной" взрослой популяции и женщин во время гестации для получения результатов на этом наборе. Результаты исследования показаны в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1
Ожидаемые значения для ЭСТРАДИОЛА

	Медиана	Диапазон
Женщины		
Фолликулярная фаза	48	9-175
Середина цикла	103	44-196
Лютеиновая фаза	209	107-281
Постменопауза при лечении	122	42-289
Постменопауза без лечения	7.3	н/д-20
Оральные контрацептивы	13	н/д-103
Мужчины	19	4-94

При беременности уровни сывороточного эстрадиола быстро поднимаются вплоть до конца третьего триместра.

Важно иметь в виду, что установленный диапазон значений, который можно ожидать у данной популяции "нормальных" людей с использованием данного метода зависит от множества факторов: специфичности метода, тестируемой популяции и точности метода в руках лаборанта. По этим причинам каждая лаборатория должна установить свой собственный диапазон нормальных значений.

14.0 ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

14.1 Воспроизводимость

Воспроизводимость набора внутри серии и между сериями определялась в анализе пулов сывороток трех разных уровней. Число, среднее значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации для этих сывороток приведены в таблицах 2 и 3.

ТАБЛИЦА 2
Воспроизводимость внутри серии (пг/мл)

Образец	N	X	σ	C.V., %
Уровень 1	20	81.9	8.1	9.9
Уровень 2	20	242.7	20.5	8.5
Уровень 3	20	423.7	7.5	7.5

ТАБЛИЦА 3
Воспроизводимость между сериями (пг/мл)

Образец	N	X	σ	C.V., %
Уровень 1	20	106.1	5.1	4.8
Уровень 2	20	261.5	10.0	3.8
Уровень 3	20	436.7	13.5	8.2

*Измерения проводились в 10 постановках в дублях в течение 10 дней.

14.2 Чувствительность

Чувствительность метода – 8.2 пг/мл. Предел обнаружения определен статистически как концентрация, соответствующая значению оптической плотности нулевого стандарта (пг/мл) плюс 2σ (σ-стандартное отклонение) при 95% доверительном интервале.

14.3 Точность

Настоящий метод сравнивался с референсным хемилюминесцентным методом. Использовались образцы сывороток с низкой, средней и высокой концентрацией (от 10 пг/мл до 4300 пг/мл). Общее количество образцов составило 65. Полученные данные приведены в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

Метод	Среднее (x)	Уравнение регрессии	Коэффициент корреляции
Этот метод	336.8	$Y = 36.50 + 1.023(x)$	0.989
Метод сравнения	293.4		

Было найдено только незначительное расхождение данного метода и референс-метода, что доказывают близкие средние значения. Уравнение и коэффициент корреляции показывают прекрасную согласованность методов.

14.4 Специфичность

Перекрестная реактивность данного метода определения Эстрадиола с выбранными веществами изучали добавлением влияющих веществ к сыворотке в различных концентрациях. Перекрестная реактивность оценивалась расчетом отношения дозы влияющего вещества к дозе, необходимой для получения той же абсорбции.

Вещество	Перекрестная реактивность
Андростенедион	0.0003
Дигидротестостерон	0.0008
Кортизон	< 0.0001
Кортикостерон	< 0.0001
Кортизол	0.0004
Эстриол	< 0.0001
ДГЕА сульфат	< 0.0001
Эстрадиол	< 0.0001
Эстрон	< 0.0001
Тестостерон	< 0.0001



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул. Чорновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com