



Набір для кількісного визначення С-ПЕПТИДУ в сироватці, плазмі і сечі ЛЮДИНИ C-Peptide ELISA

Кат. № : 108-1293
Кількість : 96
Виробник : DRG International, Inc. (USA)

Увага: основою для проведення аналізу є оригінал інструкції на англійській мові.

Версія 7.0
Методика від 05/05

ВСТУП

Інсулін синтезується в панкреатичних β -клітинах як компонент 86-амінокислотного поліпептиду вагою 6000 Дальтон, який називається проінсулін. Проінсулін послідовно ферментативно розщеплюється, вивільняючи інсулін в кровотік разом з залишковим фрагментом молекулярною вагою 3000 Дальтон, що називається С-пептид, так названий за зв'язування А і В ланцюгів інсуліну в середині молекули проінсуліну. Людський складається з 31 амінокислоти і не має метаболічної функції. Проте, оскільки С-пептид та інсулін секретуються в еквімолярних кількостях, визначення С-пептиду дозволяє проводити кількісне визначення інсулінової секреції. Більше того, С-пептид має кілька переваг перед інсуліном під час визначення.

Напівжиття циркуляції С-пептиду в 2-5 р довше, ніж інсуліну. Таким чином, рівень С-пептиду є більш стабільним індикатором інсулінової секреції, ніж швидко змінювані рівні самого інсуліну. Крім того, в периферичній крові рівні С-пептиду в 5-6 р вищі, ніж інсуліну. Також тестування С-пептиду дає можливість розрізнити ендогенний інсулін від введеного.

Так, низькі рівні С-пептиду очікуються, коли зникає сам інсулін (як при інсулін-залежному діабеті), або рівні його знижені (як нормальна відповідь на введення інсуліну), в той час, як підвищені рівні С-пептиду можуть свідчити про надмірну активність β -клітин, що буває при інсуліномах. Визначення С-пептиду може використовуватись для виявлення толерантності до глюкози і при глібенкламід-глюкозових тестах.

С-пептид можна визначати як в крові, так в сечі, при сучасній чутливості тестів навіть при дуже низьких рівнях. С-пептид визначають при інсуліномах і при диференційованні гіпоглікемії, зумовленої панкреатектомією, а також для визначення біологічної активності острівкових клітинних трансплантантів.

КЛІНІЧНІ ПОКАЗИ ДО НАБОРУ

- визначення функції залишкових β - клітин у діабетиків при інсулінової терапії
- визначення і моніторинг фази ремісії діабету I-го типу
- додатковий метод для диференціації діабетів I та II типу
- діагностика штучної інсуліно спровокованої гіпоглікемії
- додатковий метод для діагностики інсуліноми
- прогностична ознака для плода у вагітних, хворих діабетом
- визначення інсулінової секреції при захворюваннях печінки
- моніторинг панкреатектомії.

ПРИНЦИП ТЕСТУ

У наборі використовується принцип конкурентного зв'язку. Мікро планшет покритий анти-мишачими антитілами, які зв'язують моноклональне антитіло направлене проти антигенної сторони молекули С-пептиду. Ендогенний С-пептид зразку пацієнта конкурує з С-пептидом, кон'югованим пероксидазою хрому за зв'язування з привитим антитілом. Після інкубації незв'язаний кон'югат вимивається. Кількість зв'язаного кон'югату пероксидази обернено пропорційно концентрації С-пептиду в зразку. Після додавання розчину субстрату, інтенсивність кольору обернено пропорційно концентрації С-пептиду в зразку пацієнта.

ПЕРЕСТОРОГИ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Тільки для діагностичного використання "in vitro".
2. Щодо інформації відносно небезпечних речовин дивіться Лист Даних Безпеки Матеріалів.
3. Методів, які б з достаточною впевненістю переконали, що такі інфекційні агенти як вірус гепатиту В, ВІЛ-вірус чи інші в компонентах набору відсутні не існує. Тому, зразки і матеріали треба вважати потенційно інфекційними і використовувати з відповідною обережністю.
4. Уникайте контакту з Стоп-розчином (0,5 М H_2SO_4). Це може спричинити подразнення шкіри і опіки.
5. Не піпетуйте реагенти ротом і уникайте контакту реагентів і зразків з шкірою і слизовими.
6. Не їжте, не пийте і не курить в приміщеннях, де використовуєте зразки чи реагенти.
7. Одягайте рукавиці при роботі з зразками і реагентами. Мікробіологічне забруднення реагентів чи зразків може дати фальшиві результати.
8. Використання набору повинно проводитись згідно з вимогами по техніці безпеки.
9. Не використовуйте реагенти після закінчення дати придатності.
10. Необхідно дотримуватись об'ємів, вказаних в інструкції. Оптиміальні результати будуть отримані при використанні каліброваних піпеток.

11. Не змішуйте реагенти різних лотів і різних наборів, оскільки ці набори могли транспортуватись чи зберігатись при різних умовах.
12. Хімікалії і приготовлені чи використані реагенти повинні бути оброблені відповідно до вимог по техніці безпеки.
13. Лист Даних Безпеки доступний по замовленню.

РЕАГЕНТИ

1. **Стрічкова мікропланшетка:** 96 лунок, закритих антимишиною антисироваткою.
2. **Стандарти**, ліофілізовані 0,75 мл, 6 флаконів 0-16 нг/мл (дивись точне значення на флаконах)
3. **Антисироватка**, 1 фл., 7 мл, готове до використання моноклональне мишаче анти-С-пептид антитіло.
4. **Кон'югат:** 1 флакон 14 мл. Готовий до використання біотинальний С-пептид.
5. **Ензимний Комплекс:** 1 флакон 14 мл. Готовий до використання. Розчин, в якому є пероксидаза.
6. **Розчинник зразків:** 3 мл, готовий до використання.
7. **Розчин субстрату -ТМВ**, 14 мл, готовий до використання ТМВ,
8. **Стоп-розчин:** 1 флакон 14 мл. Містить 0,5 М сірчану кислоту.
9. **Мийний розчин:** 1 флакон 30 мл. концентрований (x40)

Примітка: додатковий розчинник зразків для розведення зразків доступний по замовленню.

МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ

1. Фотометр для зчитування при 450 ± 10 нм.
2. Мікропіпетки
3. Абсорбуючий папір.
4. Дистильована вода.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

1. Набір повинен зберігатись при температурі 2-8°C і бути використаним до дати виходу терміну.
2. С-пептидний кон'югат, Ензимний Комплекс, Субстрат, Мийний розчин і Нульовий стандарт зберігають при 2-8°C
3. Стрічки зберігають при 2-8°C. Після відкриття набір знову повинен бути міцно запечатаний. Імунореактивність планшетки стабільна приблизно 6 тижнів після повторного запечатання в ящику з десікатором.

ПРИГОТУВАННЯ РЕАГЕНТІВ

Приведіть всі реагенти до кімнатної температури перед використанням.

Стандарти

Розведіть ліофілізований вміст флаконів стандартів 0,75 мл дистильованої води.

Примітка: розведені стандарти стабільні 3 дні при 2-8°C. При довшому зберіганні заморозьте до -20°C.

Мийний розчин

Розведіть 30 мл концентрованого мийного розчину з 1170 мл дистильованої води до кінцевого об'єму 1200 мл. Розбавлений мийний розчин стабільний 2 тижні при кімнатній температурі.

Знищення набору

Знищення набору повинно проводитись відповідно до вимог техніки безпеки. Спеціальна інформація для цих продуктів вказана в Листі Даних Безпеки.

Пошкодження набору

При пошкодженні набору чи його компонентів необхідно повідомити в письмовій формі виробника на протязі одного тижня після отримання продукту. Окремі пошкодженні компоненти не слід використовувати.

ЗБИРАННЯ ТА ПРИГОТУВАННЯ ЗРАЗКІВ

А. Для сироватки та плазми зберігайте звичні перестороги при венепункції. Не використовуйте сильно гемолізовані чи ліпемічні зразки. Зразки, у яких підозрюється вища концентрація С-пептиду, ніж найвища межа стандартної кривої, повинні бути розведені розчинником зразків.

В. Сеча

1. Загальний об'єм сечі за 24 години повинен бути змішаний в єдиному контейнері.
2. Примітка: зразки повинні зберігатись при 2-8°C 24 години і треба відмітити загальний об'єм її.
3. Виберіть кратне число зразків для тесту. Центрифугуйте їх до очищення при -10°C чи нижче аж поки вони не будуть готові до використання.
4. Розведіть 1:20 розчинником зразків.

Зберігання зразків

Зразки повинні бути закриті і в такому виді можуть зберігатись при 2-8°C 24 годин. Для довшого зберігання зразки повинні бути заморожені до -20°C. Після відтаювання зразки необхідно кілька разів легко потрясти перед тестуванням.

Розведення зразків

Якщо при початковому тесті зразки вищі ніж найвищий стандарт, зразки можуть бути розбавлені 10- або 100-кратно розчинником зразків і повторно проаналізовані, як описано в Процедурі аналізу.

Наприклад:

- Розведення 1:10: 10 мкл зразка + 90 мкл розчинника зразків (ретельно перемішайте)
- Розведення 1:100: 10 мкл розбавленого 1:10 зразку + 90 мкл розчинника зразків (ретельно перемішайте).

ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУ

Загальні зауваження

- Приведіть всі реагенти до кімнатної температури перед початком тесту. Всі реагенти змішуйте без піноутворення.
- Після початку тесту всі кроки повинні виконуватись без затримки.
- Використовуйте нові насадки для піпеток перед кожним використанням.

- Абсорбція залежить від температури і часу інкубації. Тому, перед початком тесту необхідно прослідкувати, щоб все було готово: ковпачки зняті, реагенти приготовлені, лунки позначені і таке інше. Це дозволить проводити всі кроки за однакових інтервалів часу.
- Якщо абсорбція виходить вище чи нижча, ви можете зменшити або подовжити час інкубації кінцевої ферментативної реакції формування забарвлення відповідно до потреб. За загальним правилом ферментативна реакція прямо пропорційна часу і температурі інкубації.

Процедурні зауваження

- Всі стандарти, зразки і контролі повинні тестуватись в дублікаті, щоб умови тестування були однаковими.
- Концентрація зразків може бути зчитана зі стандартної кривої. Зразки з концентрацією вищою від найвищого стандарту повинні бути розведені 1:10 розчинником зразків. При обчисленні концентрації фактор розведення необхідно взяти в розрахунок.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУ

- Виберіть необхідну кількість лунок.
- Додайте **100 мкл** стандартів, контролів і зразків, **використовуючи нові піпетки**, у відповідні лунки.
- Внесіть **50 мкл** антисироватки в кожну лунку.
- Внесіть **100 мкл** кон'югату у кожну лунку.
- Ретельно перемішайте 10 секунд. Важливим є повне змішування на даному етапі.
- Інкубуйте **60 хв** при кімнатній температурі.
- Витряхніть вміст з планшету. Промийте лунки 3 рази розведеним миючим розчином (400 мкл на лунку). Переверніть планшет на абсорбуючу бумагу для видалення залишків води.

Важливе зауваження:

- Чутливість і точність аналізу залежать від правильного виконання миючої процедури.
- Додайте **100 мкл** ензимного кон'югату в кожну лунку.
 - Інкубуйте **30 хв** при кімнатній температурі.
 - Витряхніть вміст з планшету. Промийте лунки 3 рази розведеним миючим розчином (400 мкл на лунку). Переверніть планшет на абсорбуючий папір для видалення залишків води.
 - Додайте **100 мкл** розчину субстрату в кожну лунку.
 - Інкубуйте **20 хв** при кімнатній температурі.
 - Зупиніть реакцію, додавши **100 мкл** стоп розчину в кожну лунку
 - Визначте абсорбцію кожної лунки пр **450±10 нм на протязі 10 хв** після добавлення стоп розчину.

ВИРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

- Визначте значення середньої абсорбції для кожного набору стандартів, зразків і контролів.
- Побудуйте стандартну криву, відкладаючи середню абсорбцію для кожного стандарту на У-вісі проти відповідних концентрацій на Х-вісі.
- Використовуючи значення середньої абсорбції для кожного зразка, визначте відповідну концентрацію зі стандартної кривої. Опрацювання даних може проводитись і іншими методами, в залежності від досвіду.
- Автоматичний метод: можна використовувати комп'ютерні програми з використанням кубічної регресії, 4 параметрову логістику.
- Визначена концентрація зі стандартної кривої. Зразки з концентрацією вище найвищого стандарту повинні бути розведені розчинником зразку. Для розведених зразків повинна бути помножена на фактор розведення.

Наступні дані тільки для демонстрації і не можуть використовуватись замість даних під час тесту

| Стандарт | Оптичні одиниці |
|------------------------|-----------------|
| Стандарт 0 (0 нг/мл) | 1,82 |
| Стандарт 1 (0,2 нг/мл) | 1,64 |
| Стандарт 2 (0,7 нг/мл) | 1,46 |
| Стандарт 3 (2,0 нг/мл) | 1,02 |
| Стандарт 4 (6,0 нг/мл) | 0,47 |
| Стандарт 5 (16 нг/мл) | 0,21 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТУ

Очікувані значення

Рекомендується, щоб кожна лабораторія встановлювала свої межі С-пептиду. Даними, отримани за допомогою цього набору у нормальних чоловіків та жінок наступні:

| | n | Середнє +/- Стандартне Відхилення |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------|
| Сироватка (після 12 год голодування) | 60 | 0,5-3,2 нг/мл |
| Сеча | | 1-200 мкг/день |

ЧУТЛИВІСТЬ

Найнижчий рівень С-пептиду складає 0,064 нг/мл

СПЕЦИФІЧНІСТЬ

Перехресна реактивність інтактного або сплит-проінсуліну незначна.

Контроль якості

Рекомендовано використовувати контролі відповідно до державного і федерального регулювання. Використання контролів дає можливість оцінки результатів. Використовуйте контролі при нормальних і патологічних значеннях.

Контролі і відповідні результати QC-лабораторії вказані в QC сертифікаті. Значення вказані в даному сертифікаті відповідають лоту набору і повинні використовуватись для прямого порівняння результатів.

Також рекомендується використовувати національні і міжнародні програми оцінки якості.

Для встановлення середніх значень і допустимих коливань необхідно протестувати статистично достовірну кількість контролів.

Якщо результати не попадають у відповідний діапазон контрольних матеріалів, результати пацієнтів повинні вважатись не вірними.

В такому випадку перевірте відповідні технічні дані: піпетування і часовий пристрій, фотометр, дата придатності реагентів, умови зберігання і умови інкубації, методи аспірації і промивання.

Якщо при перевірці вище вказаних одиниць не знайдено помилок, зв'яжіться з Вашим дистриб'ютером.

ТОЧНІСТЬ

Внутрітестова

| Сироватка | N | Середнє нг/мл | КВ % |
|-----------|----|---------------|------|
| 1 | 20 | 0,48 | 6,54 |
| 2 | 20 | 2,30 | 6,70 |
| 3 | 20 | 3,86 | 5,13 |

Міжтестова

| Сироватка | N | Середнє нг/мл | КВ % |
|-----------|----|---------------|------|
| 1 | 12 | 0,42 | 9,33 |
| 2 | 12 | 2,05 | 9,92 |
| 3 | 12 | 4,23 | 8,38 |

ВІДТВОРЮВАНІСТЬ

Дивіться таблиці на сторінці 10 оригіналу інструкції на англ.. мові.

ЛІНІЙНІСТЬ

Дивіться таблиці на сторінці 10 оригіналу інструкції на англ.. мові.

ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

Впливаючі речовини

Будь-яка неналежна робота зі зразками чи зміна тесту може впливати на результати.

Гемоглобін (до 4 мг/мл), білірубін (до 0,5 мг/мл) і тригліцериди (до 30 мг/мл) не впливають на результати аналізу.

Побічний ефект

При тестуванні не було виявлено жодних побічних ефектів.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ

Достовірність результатів

Тест необхідно проводити точно у відповідності з інструкцією виробника. Також користувачу необхідно слідувати правилам техніки безпеки, національним стандартам. Особливо це стосується використання контрольних реагентів.

Тестові результати вважаються достовірними, якщо контролі знаходяться в указаних межах і якщо інші тестові параметри також відповідають тестовій специфікації.

Терапевтичні висновки

Терапевтичні висновки не повинні базуватись на результатах одного тесту і повинні враховувати всю клінічну картину пацієнта.

Тільки якщо лабораторні дані повністю збігаються з клінічною картиною, можна встановлювати терапевтичні висновки для пацієнта.

Надійність

Будь-які зміни тесту чи зміна компонентів різних лотів може негативно відобразитись на результатах тесту. Такі зміни та модифікації не можуть бути приводом для заміни набору.

Будь-які пошкодження набору при транспортуванні не відносяться до відповідальності виробника.

Інформація для замовлення:

ПМП «ДІАМЕБ»

вул. Чорновола, 97, м. Івано-Франківськ, 76005

тел.: (0342) 775122. факс: (0342) 775612

e-mail: info@diameb.com