

# НАБІР ІФА ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ MMP-3

## 3167, Aeskulisa DF MMP-3

Каталог. №: 3167

Методика від 23-01-2012

Кількість : 96

Версія 006

Виробник : AESKU. Diagnostics,  
(Німеччина)



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадатим.

### 1 Призначення

**AESKULISA DF MMP-3** являє собою твердофазний імуноферментний аналіз з використанням двох різних моноклональних анти-людських-MMP-3 антитіл для кількісного визначення концентрації MMP-3 в сироватці крові людини. Аналіз є інструментом в діагностиці ревматоїдного артриту (РА).

**2 Клінічне застосування і принцип аналізу** (Див. оригінал інструкції).

### Принцип тесту

AESKULISA DF MMP-3 являє собою імуноферментний аналіз типу сендвіч з використанням планшетів з нанесенням моноклональних антитіл проти людського MMP-3. Зразки сироватки, розбавлені 1:10, інкубують в лунках, дозволяючи MMP-3, присутнім в сироватці, зв'язуватися з антитілом. Незв'язана фракція вимивається промиванням. Потім моноклональні анти-людські MMP-3 антитіла, кон'юговані з пероксидазою хрому (кон'югат), інкубують і відбувається реакція з комплексом антиген-антитіло в мікропланшетах. Незв'язаний кон'югат вимивається на наступній стадії. Додавання ТМВ субстрату генерує ферментативну колориметричну (синій колір) реакцію, яка зупиняється розведеною кислотою (колір змінюється на жовтий). Швидкість утворення кольору від хромогену є функцією кількості кон'югату, пов'язаного з комплексом антиген-антитіло, і вона пропорційна початковій концентрації відповідних антитіл (MMP-3) у зразку пацієнта.

### 3 Комплект поставки

#### Мають бути відновлені:

5x Буфер для зразків	1 флакон, 20 мл - 5х концентрований (білий ковпачок: жовтий розчин) Містить: Тріс, NaCl, BSA, азид натрію <0,1% (консервант)
50x Промивний буфер	1 флакон, 20 мл - 50х концентрований (білий ковпачок: зелений розчин) Містить: Тріс, NaCl, Твін 20, азид натрію <0,1% (консервант)
10x Кон'югат	1 флакон, 2 мл (синій ковпачок) Містить: моноклональні антитіла проти людського MMP-3, кон'юговані з пероксидазою хрому, бичачий сироватковий альбумін (BCA)

#### Готові до використання:

Калібратори	6 флаконів, 1,5 мл кожен 0, 25, 100, 200, 400, 800 нг/мл (білий ковпачок, інтенсивність кольору підвищується з концентрацією: розчини жовтого кольору). Містить: очищений MMP-3 людини, бичачий сироватковий альбумін (BCA), азид натрію < 0.1% (консервант)
Негативний Контроль	1 флакон, 1,5 мл (зелений ковпачок: безколірний розчин) Містить: очищений MMP-3 людини, бичачий сироватковий альбумін (BCA), азид натрію < 0.1% (консервант)
Позитивний Контроль	1 флакон, 1,5 мл (червоний ковпачок: жовтий розчин) Містить: очищений MMP-3 людини, бичачий сироватковий альбумін (BCA), азид натрію < 0.1% (консервант)
Буфер Кон'югату	1 флакон, 20 мл (синій ковпачок: синій розчин) Містить: Тріс, NaCl, бичачий сироватковий альбумін (BCA), азид натрію < 0.1% (консервант)
Субстрат ТМБ	1 флакон, 15 мл (чорний ковпачок) Містить: стабілізований ТМВ/H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>

Стоп Розчин	1 флакон, 15 мл (білий ковпачок: безбарвний розчин) Містить: 1 М соляної кислоти
Мікропланшет	12 x 8-лункових смужок, які відокремлюються Покриття див. пункт 1

### Необхідні матеріали, що не постачаються:

Планшетний рідер з фільтром 450 нм і опційним референтним фільтром 620 нм (600-690 нм). Скляний посуд (циліндр 100-1000 мл), пробірки для розведення. Вортекс, піпетки прецизійні (10, 100, 200, 500, 1000 мкл) або регульована мультипіпетка (100-1000 мл). Мікропланшетний Пристрій для промивки (300 мкл повторювання або багатоканальна піпетка або автоматизована система), адсорбуючий папір.

Наші тести призначені для використання з очищеною водою відповідно до визначення Фармакопеї США (USP 26 – NF 21) та Європейської Фармакопеї (Eur. Ph. 4-е вид).

### 4. Зберігання та термін придатності

Зберігати всі реагенти і Мікропланшет при температурі 2-8 °C/35-46 °F, в оригінальній упаковці. Готові, відновлені розчини стабільні протягом 1 місяця при температурі 2-8 °C/35-46 °F, як мінімум. Реагенти і Мікропланшет повинні використовуватися тільки в межах терміну придатності, зазначеного на кожному компоненті. Уникайте інтенсивного впливу світла на ТМВ розчин. Зберігайте Мікропланшети в призначеній для цього фользі, в тому числі з осушувачем, і щільно закривайте.

### 5. Заходи безпеки використання

#### 5.1 Небезпека для здоров'я

**Цей продукт призначений тільки ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO.** Таким чином, тільки персонал, навчений і спеціально інформований щодо методів діагностики в пробірці, може проводити аналіз. Хоча цей продукт не вважається особливо токсичним або небезпечним в умовах нормального використання, притримуйтеся наступних заходів для максимальної безпеки:

#### Рекомендації та заходи безпеки

Цей комплект містить потенційно небезпечні компоненти. Хоча реагенти не класифіковані як подразник для очей і шкіри, ми рекомендуємо уникнути контакту з очима та шкірою і носити одноразові рукавички.

УВАГА! Калібратори, Контролі та Буфери містять азид натрію (NaN<sub>3</sub>) як консервант. NaN<sub>3</sub> може бути токсичним, якщо його проковтнути або при попаданні на шкіру і очі. NaN<sub>3</sub> може реагувати зі свинцем і міддю і формувати вибухонебезпечні азиди металів. При знищенні, змити з великою кількістю води, щоб запобігти накопиченню азидів. Будь ласка, зверніться до процедур дезактивації, як це викладено CDC або до інших місцевих/національних керівних принципів.

Не паліть, не їжте і не пийте при роботі з набором.

Не піпетувати ротом.

Весь вихідний людський матеріал, що використовується для деяких реагентів цього набору (контролі, стандарти, наприклад) був протестований схваленими методами, і був негативним до HbsAg, гепатиту С та ВІЛ 1. Проте, жоден тест не може гарантувати відсутність вірусних агентів у таких матеріалах повністю. Таким чином, поводитись з контролями, стандартами і зразками пацієнтів як з потенційним джерелом інфекційних захворювань і відповідно до національних вимог.

#### 5.2 Загальні зауваження щодо використання

Не змішуйте і не замінюйте реагенти або Мікропланшети з різних лотів. Це може привести до змін в результатах.

Привести всі компоненти до кімнатної температури (20-26 °C/64-78.8 °F) перед використанням, добре перемішати і дотримуватись рекомендованої інкубаційної схеми для оптимального виконання тесту.

**Ми рекомендуємо проводити тест при температурі не вище 26 °C/78.8 °F для автоматизованих систем.**

Ніколи не піддавайте компоненти більш високій температурі, ніж 37 °C/98.6 °F.

Завжди проводити піпетування розчину субстрату тільки з новими наконечниками. Захищати цей реагент від світла. Ніколи не піпетувати кон'югат з наконечниками, які використовувались з іншими реагентами до цього.

#### 6. Відбір проб, Використання та зберігання

Використовуйте переважно зібрані нещодавно зразки сироватки. Забір крові повинен проводитись відповідно до державних вимог.

Не використовуйте іктеричні, ліпемічні, гемолізовані або бактеріально забруднені зразки. Сироватка з частками повинна бути очищена центрифугуванням з низькою швидкістю (<1000 x g). Зразки

крові повинні бути зібрані в чисті, сухі і порожні пробірки. **ЕДТА і цитратна плазма не повинні бути використані в даному аналізі.**

Після сепарації, зразки сироватки слід використовувати відразу, зберігати щільно закритими при температурі 2-8 °C/35-46 °F до трьох днів і замороженими при -20 °C/-4 °F для більш тривалих періодів.

## 7. Процедура аналізу

### 7.1 Підготовчі заходи перед піпетуванням

#### Розвести концентровані реагенти:

Розвести концентрований буфер для взірців 1:5 дистильованою водою (наприклад, 20 мл плюс 80 мл).

Розвести концентрований Промивний буфер 1:50 дистильованою водою (наприклад, 20 мл плюс 980 мл).

#### Підготовка кон'югату:

Розвести 10x концентрований Кон'югат Буфером Кон'югату (1x), Наприклад, 1 мл 10x Кон'югату + 9 мл Буфера Кон'югату, добре перемішати!

Приготувати рівно стільки кон'югату, скільки потрібно для кожного запуску!

Розведений Кон'югат має обмежений термін придатності!

#### Зразки:

Розвести зразки сироватки 1:10 буфером для зразка (1x)

Наприклад, 50 мкл буфера для зразків + 450 мкл буфера для зразків (1x). Добре перемішати!

#### Промивання:

Підготувати 20 мл розведеного промивного буфера (1x) на 8 лунок або 200 мл на 96 лунок

Наприклад, 4 мл концентрату плюс 196 мл дистильованої води.

#### Автоматизоване промивання:

Врахувати надлишкові обсяги, необхідні для налаштування приладу, і мертві обсяги для автоматизованого піпетування.

#### Ручне промивання:

Видалити рідини з лунок перекиданням планшета. Постукати рамкою з мікролунками енергійно на чистий адсорбуючий папір. Внести 300 мкл розведеного промивного буфера в кожну лунку, почекати 20 секунд. Повторити всю процедуру ще два рази.

#### Мікропланшети:

Розрахуйте кількість лунок, необхідних для випробування. Видалити зайві лунки з рами, помістити в пакет і зберігати разом з осушувачем, (2-8 °C/35-46 °F).

## 7.2 Проведення тестування

Схема піпетування: див. Додаток А, процедура випробування: див. Додаток В  
Ми рекомендуємо піпетування зразків і калібраторів у двох примірниках.

- Внесіть 100 мкл розведеної сироватки кожного пацієнта в призначені лунки.
- Внесіть 100 мкл калібраторів і Негативного і Позитивного контролів в призначені лунки.
- Витримайте протягом 30 хвилин при 20-26 °C/64-78.8 °F.
- Вимийте 3x з 300 мкл промивного буфера (розведений 1:50).
- Внесіть 100 мкл кон'югату в кожну лунку.
- Витримайте протягом 30 хвилин при 20-26 °C/64-78.8 °F.
- Вимийте 3x з 300 мкл промивного буфера (розведений 1:50).
- Внесіть 100 мкл ТМБ субстрат в кожну лунку.
- Витримайте протягом 30 хвилин при 20-26 °C/64-78.8 °F, захищеному від інтенсивного світла.
- Внесіть 100 мкл стоп розчину в кожну лунку, використовуючи той же порядок, як при піпетуванні субстрату.
- Інкубуйте 5 хвилин мінімум.
- Агітувати пластину ретельно протягом 5 сек.
- Зчитати абсорбцію при 450 нм (опційно 450/620 нм) протягом 30 хвилин.

## 8. Кількісна Інтерпретація

Для кількісної інтерпретації побудувати стандартну криву, відклавши оптичну щільність (OD) кожного калібратора (вісь Y) по відношенню до відповідних значень концентрації в нг/мл (вісь X). Для досягнення найкращих результатів ми рекомендуємо використання lin/lin координат та лінійну регресію. З OD кожного зразка зчитати відповідні концентрації MMP-3, виражені в нг/мл.

Нормальний діапазон жінки
18-60 нг/мл
Нормальний діапазон чоловіки
24-120 нг/мл

### Приклад стандартної кривої

Ми рекомендуємо паралельне піпетування калібраторів для кожного аналізу.

Калібратори MMP-3	OD 450/620 нм	CV % (Варіація)
0 нг/мл	0.036	6.0
25 нг/мл	0.078	0.0
100 нг/мл	0.272	0.5
200 нг/мл	0.606	4.2
400 нг/мл	1.278	1.5
800 нг/мл	2.496	0.5

### Приклад розрахунку

Пацієнт	Дублікат (OD)	Середнє (OD)	Результат (нг/мл)
P 01	1.066/1.086	1.078	344.2
P 02	0.452/0.432	0.442	141.1

Дані, характерні для конкретного лоту, знаходяться в листі контролю якості. Медичні лабораторії можуть проводити свій Контроль Якості використовуючи власні контролі і/або внутрішній пул сироваток, як це передбачено нормами ЄС.

**Не використовувати цей приклад для інтерпретації результатів пацієнтів!**

Кожна лабораторія повинна встановити свої межі нормальних значень, ґрунтуючись на власних методах, контролях, обладнанні і популяції пацієнтів у відповідності зі своїми встановленими процедурами.

Зразки вище найвищого діапазону калібратора слід представляти у вигляді > Макс. Вони повинні бути розведені в міру необхідності і знову аналізовані. Якщо використовується будь-яке інше розведення зразка, ніж 1:10, застосувати відповідний коефіцієнт для розрахунку вибіркового значень. Приклад: Якщо ваше розведення зразка 1:20, ви повинні помножити концентрацію зразка, яка розраховується за стандартною кривою, на коефіцієнт 2.

Зразки нижче діапазону калібратора повинні бути представлені у вигляді < Мін.

## 9. Технічні дані

Матеріал зразка:	сироватка
Об'єм зразка:	10 мкл зразка, розведеного 1:10 в 1x буфері для зразків
Загальний час інкубації:	90 хвилин при 20-26 °C/64-78.8 °F
Діапазон калібрування:	0-800 нг/мл
Аналітична чутливість:	15 нг/мл
Зберігання:	при температурі 2-8 °C/35-46 °F використовуйте тільки оригінальні флакони
Кількість визначень:	96 тестів

## 10. Дані продуктивності

### 10.1 Аналітична Чутливість

Межа виявлення

Тестування буфера для зразків 60 разів на AESKULISA DF MMP-3 і 8 слабо негативних зразків 8 разів дало межу виявлення 15 нг/мл.

### 10.2 Специфічність

Мікропланшет, покритий мишачими моноклональними антилюдськими MMP-3 антитілами. Перехресної реактивності з іншими антигенами не виявлено.

### 10.3 Лінійність

Обрані сироватки тестувалися з цим набором і було встановлено лінійність розведення. Тим не менше, через неоднорідність характеру людських аутоантитіл можуть існувати зразки, що не підлягають цьому правилу.

№ Зразка	Фактор розведення	Виміряна концентрація (нг/мл)	Очікувана концентрація (нг/мл)	Відновлення (%)
1	1/10	292.3	268.9	109
	1/20	149.8	146.2	102
	1/40	67.5	74.9	90
	1/80	29.9	33.7	89
2	1/10	651.1	649.1	100

	1/20	354.0	325.6	109
	1/40	172.5	177.0	97
	1/80	84.8	86.2	98

#### 10.4 Точність

Для визначення точності аналізу, мінливість (всередині і між серіями) оцінювали шляхом аналізу його відтворюваності на трьох відібраних зразках сироватки, щоб представити діапазон в порівнянні зі стандартною кривою.

Intra-Assay		
Sample No.	Mean (ng/ml)	CV (%)
1	47.2	3.9
2	93.7	3.7
3	198.8	2.1
4	393.7	2.3
5	629.6	1.6

Inter-Assay		
Sample No.	Mean (ng/ml)	CV (%)
1	47.2	4.8
2	93.7	4.1
3	198.8	3.4
4	393.7	4.0
5	629.6	3.5

#### 10.5 Калібрування

Через відсутність міжнародного еталонного калібрування цей аналіз відкалібрований відносно визначених кількостей очищеного MMP-3 людини. Результати виражені в нг/мл.

#### 10.6 Відновлення

Відновлення було визначено насиченням людської сироватки різними кількостями людського MMP-3. Середні відновлення представлені в таблиці:

Зразки сироватки	Середній % відновлення
Зразок 1	104.5
Зразок 2	105.0
Зразок 3	101.4

#### ДОДАТОК А: Схема піпетування

Ми пропонуємо піпетування калібраторів, контролів і зразків наступним чином:

Для кількісної інтерпретації використовувати калібратори, щоб побудувати стандартну криву.

for quantitative interpretation use calibrators to establish a standard curve						
	1	2	3	4	5	6
A	CalA	CalE	P1			
B	CalA	CalE	P1			
C	CalB	CalF	P2			
D	CalB	CalF	P2			
E	CalC	PC	P3			
F	CalC	PC	P3			
G	CalD	NC	...			
H	CalD	NC	...			

CalA: калібратор А, CalB: калібратор В, CalC: калібратор С, CalD: калібратор D, CalE: калібратор Е, CalF: калібратор F

PC: Позитивний контроль




NC: негативний контроль

P1: пацієнт 1

P2: пацієнт 2

P3: пацієнт 3

#### Додаток В: Процедура випробування



ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

ТОВ «ДІАМЕБ»  
вул. Чорновола, 97  
м. Івано-Франківськ, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.com](http://www.diameb.com)