

НАБІР ІФА ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО ВИМІРУ ЛЮДСЬКОГО ОМЕНТИНУ-1

RD191100200R, Human Omentin-1 ELISA

Каталог. №: **RD191100200R**
Кількість : **96**
Виробник : **BioVendor (Німеччина-Чехія)**

Методика від **02-04-2013**
Версія **001.A**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпасти.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Набір ІФА RD191100200R людський Оментин-1 являє собою імуноферментний аналіз типу «сандвіч» для кількісного виміру людського Оментину-1.

» Особливості

- **Набір призначений тільки для дослідницьких цілей**
- Загальний час аналізу менше 3.5 годин
- За допомогою набору можна визначити Оментин-1 в сироватці та плазмі (ЕДТА, цитрат, гепарин)
- Формат аналізу складається з 96 лунок
- Контроль якості на основі людської сироватки
- Стандарт на основі рекомбінантного білка
- Компоненти набору, що постачаються, готові до використання, концентровані або ліофілізовані

2. ЗБЕРІГАННЯ, ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Зберігайте весь набір при 2-8 °С. У цих умовах набір стабільний до закінчення терміну придатності (див. етикетку на коробці).

Дані щодо стабільності відкритих реагентів наведені в Розділі 9.

3. ВСТУП (Див. оригінал інструкції англ. мовою).

Галузі досліджень:

Цукровий діабет 2 типу
Ожиріння
Інсулінорезистентність
Метаболічний синдром

4. ПРИНЦИП ТЕСТУ

В даному аналізі стандарти, контролю якості та зразки інкубують при 37 °С в мікропланшетних лунках, попередньо покритих поліклональними антитілами анти-людського Оментин-1. Після 120 хвилин інкубації і промивання додається біотин-мічені поліклональні антитіла проти людського оментин-1 і проводиться інкубація при 37 °С з захопленням Оментин-1 протягом 30 хвилин. Після ще однієї промивки додається кон'югат Стрептавідин-HRP. Після 30 хвилин інкубації при 37 °С і останньої стадії промивки, решта кон'югату реагує з розчином субстрату (ТМВ). Реакцію зупиняють додаванням кислого розчину і вимірюється оптична щільність отриманого продукту жовтого кольору. Оптична щільність пропорційна концентрації Оментин-1. Стандартна крива будується відкладанням величин оптичної щільності проти концентрацій стандартів, і концентрації невідомих зразків визначають з використанням цієї стандартної кривої.

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- **Тільки для професійного використання**
- Використовуйте рукавички та лабораторні халати при роботі з імунодіагностичними матеріалами
- Не пити, не їсти і не курити в тих зонах, де знаходяться імунодіагностичні матеріали
- Цей набір містить компоненти людського походження. Ці матеріали були знайдені такими, що не мають реакції на HBsAg, антитіла ВГС і ВІЛ 1/2 антигену. Тим не менше, ці матеріали повинні розглядатися як потенційно інфіковані, тому, що жоден тест не може гарантувати повну відсутність інфекційних агентів
- Цей набір містить компоненти тваринного походження. Ці матеріали повинні бути оброблені як потенційно інфіковані
- Уникайте контакту з кислим стоп-розчином і розчином субстрату, що містять перекис водню і Тетраметилбензидин

(ТМВ). Одягайте рукавички і захист для очей та захисний одяг при роботі з цими реагентами. Стоп і/або Розчин субстрату можуть викликати шкірні подразнення/подразнення очей. У разі контакту зі стоп-розчином і розчином субстрату промити ретельно шкіру/очі водою та звернутись за медичною допомогою, коли це необхідно

- Матеріали не повинні піпетуватись ротом

6. ТЕХНІЧНІ ПОРАДИ

- Реагенти з різних серій не слід змішувати
- Використовувати ретельно вимитий скляний посуд
- Використовувати деіонізовану (дистильовану) воду, що зберігається в чистих ємностях
- Уникати забруднення серед зразків і реагентів. Для цього одноразові наконечники повинні використовуватися для кожного зразка і реагенту
- Розчин субстрату повинен залишатися безбарвним, поки він не доданий в планшет. Тримайте розчин субстрату в захищеному від світла місці
- Стоп-розчин повинен залишатися безбарвним, поки він не доданий в планшет. Колір, розвинений в лунках, зміниться з синього на жовтий відразу після додавання стоп розчину. Лунки зеленого кольору вказують на те, що Стоп-розчин не перемішався з розчином субстрату належним чином
- Утилізацію витратних матеріалів і невикористаного матеріалу проводити відповідно до чинних державних нормативних вимог

7. РЕАГЕНТИ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ

Склад набору	Стан	Кількість
Мікротитраційні смужки, вкриті Антитілами	готові до використання	96 лунок
Концентрат Антитіл, мічених Біотином (50x)	концентрований	0.28 мл
Кон'югат Стрептавідин-HRP	готовий до використання	13 мл
Еталонний Стандарт	ліофілізований	2 флакони
Контроль якості ВИСОКИЙ	ліофілізований	2 флакони
Контроль якості НИЗЬКИЙ	ліофілізований	2 флакони
Біотин-Ab Розріджувач	готові до використання	13 мл
Буфер для розведення	готові до використання	20 мл
Розчин для промивання Конц. (10x)	концентрований	100 мл
Розчин субстрату	готові до використання	13 мл
Стоп розчин	готові до використання	13 мл
Лист технічних даних + сертифікат аналізу	----	1 шт.

8. НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ З НАБОРОМ

- Деіонізована (дистильована) вода
- Пробірки для розведення зразків
- Скляний посуд (мірний циліндр і пляшка) для Розчину для промивання (Буферу для розведення)
- Точні піпетки на 2-1000 мкл з одноразовими наконечниками
- Багатоканальна піпетка на 100 мкл з одноразовими наконечниками
- Абсорбуючий матеріал (наприклад, паперові рушники) для промокання планшету після миття
- Вортекс
- 37 °С інкубатор
- Мікропланшетний вошер (опційно). [Ручна промивка можлива, але не є бажаною.]
- Мікропланшетний рідер з фільтром 450±10 нм, переважно з контрольною довжиною хвилі 630 нм (як альтернатива ще один з інтервалу 550-650 нм)
- Програмне забезпечення для аналізу даних (опційно)

9. ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

- » **Всі реагенти повинні бути доведені до кімнатної температури перед використанням**
- » **Завжди готуйте тільки відповідну кількість реагентів для тесту**
- » **Не використовуйте компоненти після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці**
- **Аналітичні реагенти, що постачаються, і готові до застосування:**

Мікротитрувальні смужки з попереднім покриттям

Стабільність і зберігання:

Поверніть невикористані смужки в алюмінієвий пакет з осушувачем і запечатайте ретельно. Смужки залишаються стабільними 3 місяці при зберіганні при температурі 2-8 °С в захищеному від вологи місці.

Кон'югат Стрептавідин-HRP

Розріджувач Біотин-Аб

Буфер для розведення

Розчин субстрату

Стоп Розчин

Стабільність і зберігання:

Відкриті реагенти стабільні 3 місяці при зберіганні при температурі 2-8 °С.

- Аналітичні реагенти, що поставляються концентрованими або ліофілізованими:

Еталонний Стандарт Людського Omentin-1

Зверніться до сертифіката аналізу за даними щодо обсягу Буфера для розведення, необхідного для відновлення стандарту!

Відновити ліофілізований Еталонний Стандарт з Буфером для розведення безпосередньо перед аналізом. Залишити мінімум на 15 хвилин для розчинення з періодичним обережним струшуванням (без піноутворення). Кінцева концентрація omentin-1 в стоковому розчині становить **64 нг/мл**.

Підготуйте набір стандартів, використовуючи Буфер для розведення, наступним чином:

Об'єм Стандарту	Буфер для розведення	Концентрація, нг/мл
Стоковий Розчин	---	64 нг/мл
250 мкл Стокового Розчину	250 мкл	32 нг/мл
250 мкл від 32 нг/мл	250 мкл	16 нг/мл
250 мкл від 16 нг/мл	250 мкл	8 нг/мл
250 мкл від 8 нг/мл	250 мкл	4 нг/мл
250 мкл від 4 нг/мл	250 мкл	2 нг/мл

Готові стандарти готові до використання, не розбавляйте їх.

Стабільність і зберігання:

Не зберігайте Розчин Стокового Стандарту і набір стандартів.

Контролі якості ВИСОКИЙ, НИЗЬКИЙ

Зверніться до сертифіката аналізу за даними щодо об'єму Буфера для розведення, необхідного для відновлення, і за даними щодо концентрації Контролю якості!!!

Розвести кожен Контролю Якості (ВИСОКИЙ І НИЗЬКИЙ) з Буфером для розведення безпосередньо перед аналізом. Залишити мінімум на 15 хвилин для розчинення з періодичним обережним струшуванням (без піноутворення).

Відновлені Контролі Якості готові до використання, не розбавляйте їх.

Стабільність і зберігання:

Не зберігайте відновлені Контролі Якості.

Примітка:

Концентрація речовини в Контролях Якості не повинна ніяким чином асоціюватись з нормальною та/або патологічною концентраціями в сироватці або іншій рідині організму. Контролі Якості використовуються тільки для контролю, що комплект працює відповідно до PDS і CoA і що ІФА проводили належним чином.

Концентрат Біотин-мічених Антитіл (50x)

Підготувати Робочий Розчин Біотин-мічених антитіл додавши 1 частина Концентрату Біотин-мічених антитіл (50x) до 49 частин Біотин-Аб Розріджувача. Приклад: 20 мкл Концентрату Біотин-мічених Антитіл (50x) + 980 мкл Біотин-Аб Розріджувача на 1 смужку (8 лунк).

Стабільність і зберігання:

Відкритий Концентрат Біотин-мічених антитіл (50x) є стабільним 3 місяці при зберіганні при температурі 2-8 °С.

Не зберігайте розбавлений Розчин Біотин-мічених антитіл.

Концентрат Розчину для промивання (10x)

Розвести Концентрат Промивного розчину (10x) в десять разів з дистильованою водою, щоб підготувати робочий розчин 1x. Приклад: 100 мл Концентрату Промивного розчину (10x) + 900 мл дистильованої води для використання всіх 96-лунок.

Стабільність і зберігання:

Розведений Промивний розчин стабільний 1 місяць при зберіганні при температурі 2-8 °С. Відкритий Концентрат Розчину для промивання (10x) є стабільним 3 місяці при зберіганні при температурі 2-8 °С.

10. ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ

Набір призначений для визначення людського Omentin-1 в сироватці та плазмі (EDTA, цитрат, гепарин).

Зразки повинні бути проаналізовані відразу після збору або мають зберігатись при температурі -20 °С. Ретельно перемішати розморожені зразки безпосередньо перед аналізом і уникати повторних циклів заморожування/відтавання, які можуть викликати помилкові результати. Уникайте використання гемолізованих або ліпемічних зразків.

Приготування зразків сироватки або плазми:

Розвести зразки безпосередньо перед виконанням аналізу з Буфером для розведення 40x, наприклад 4 мкл зразка + 156 мкл Буфера для розведення для одиночного аналізу, або 6 мкл зразка + 234 мкл Буфера для розведення для аналізу в дублях.

Добре перемішати (без піноутворення). Vortex рекомендується.

Стабільність і зберігання:

Зразки сироватки і плазми слід зберігати при -20 °С, або при температурі -70 °С для тривалого зберігання.

Не зберігайте розбавлені зразки.

Див. Розділ 13 щодо даних про стабільність зразків сироватки і плазми при зберіганні при температурі 2-8 °С, ефект заморожування/відтавання і впливу матриці зразка (сироватка/плазма) на концентрацію людського Omentin-1.

Примітка: Рекомендується використовувати прецизійну піпетку і ретельну техніку проведення аналізу, щоб виконати розбавлення, для отримання точних результатів.

11. ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ

- Внести **100 мкл** розведених Стандартів, Контролей якості, Буфера для розведення (= Бланк) і зразків, бажано в дублях, у відповідні лунки. Див. *Малюнок 1* для прикладу робочого листа.
- Інкубувати при **37 °С** протягом **2 годин** без струшування.
- Вимити лунки 3 рази Розчином для промивання (0.35 мл на лунку). Після останньої промивки, інвертувати і постукати планшетом по паперовому рушнику.
- Додати **100 мкл** Розчину Біотин-мічених антитіл в кожную лунку.
- Інкубувати при **37 °С** протягом **30 хвилин** без струшування.
- Вимити лунки 3 рази Розчином для промивання (0.35 мл на лунку). Після останньої промивки, інвертувати і постукати планшетом по паперовому рушнику.
- Додати **100 мкл** Кон'югату Стрептавідин-HRP в кожную лунку.
- Інкубувати при **37 °С** протягом **30 хвилин** без струшування.
- Вимити лунки 3 рази Розчином для промивання (0.35 мл на лунку). Після останньої промивки, інвертувати і постукати планшетом по паперовому рушнику.
- Додати **100 мкл** Розчину субстрату в кожную лунку. Не піддавати планшет дії прямих сонячних променів. Рекомендується накрити пластину алюмінієвою фольгою.
- Інкубувати протягом **10 хвилин** при кімнатній температурі. Інкубаційний період може бути продовжений [20 хвилин], якщо температура реакції нижче ніж 20 °С. Не струшуйте пластину під час інкубації.
- Зупинити розвиток кольору додаванням **100 мкл** Стоп-розчину.
- Визначити оптичну щільність кожної лунки на планшетному рідері з довжиною хвилі 450 нм, бажано з еталонною довжиною хвилі, встановленою на 630 нм (прийнятний діапазон: 550-650 нм). Відняти покази при 630 нм (550-650 нм) від показів при довжині хвилі 450 нм. **Оптична щільність повинна бути зчитана протягом 5 хвилин після кроку 12.**

Примітка: Якщо деякі зразки і стандарт/и мають оптичну щільності вище верхньої межі вашого зчитувача, виконати друге зчитування на довжині хвилі 405 нм. Нова стандартна крива, побудована за допомогою значень, виміряних при 405 нм, використовується для визначення концентрації Omentin-1 стандартів і зразків зі значеннями, що «зашкалюють». Покази на довжині хвилі 405 нм не повинні замінювати покази для зразків, які були «в діапазоні» при 450 нм.

Примітка 2: Ручне промивання: Аспірувати лунки і піпетувати 0.35 мл Розчину для промивання в кожную лунку. Аспірувати лунки і повторити двічі. Після останньої промивки, інвертувати і постукати планшетом об паперовий рушник. Переконайтеся, що промивний розчин був видалений повністю.

	Смужка 1+2	Смужка 3+4	Смужка 5+6	Смужка 7+8	Смужка 9+10	Смужка 11+12
A	Стандарт 64	Бланк	Зразок 8	Зразок 16	Зразок 24	Зразок 32
B	Стандарт 32	Зразок 1	Зразок 9	Зразок 17	Зразок 25	Зразок 33
C	Стандарт 16	Зразок 2	Зразок	Зразок	Зразок	Зразок

			10	18	26	34
D	Стандарт 8	Зразок 3	Зразок 11	Зразок 19	Зразок 27	Зразок 35
E	Стандарт 4	Зразок 4	Зразок 12	Зразок 20	Зразок 28	Зразок 36
F	Стандарт 2	Зразок 5	Зразок 13	Зразок 21	Зразок 29	Зразок 37
G	Контроль якості ВИСОКИЙ	Зразок 6	Зразок 14	Зразок 22	Зразок 30	Зразок 38
H	Контроль якості НИЗЬКИЙ	Зразок 7	Зразок 15	Зразок 23	Зразок 31	Зразок 39


Малюнок 1: Приклад робочого листа.

12. РОЗРАХУНКИ

Більшість мікропланшетних зчитувачів виконують автоматичні розрахунки концентрації аналізованої речовини. Стандартна крива будується з відкладанням середньої величини абсорбції (Y) Стандартів проти відомої концентрації (X) Стандартів у логарифмічній шкалі, за допомогою 4-параметрового алгоритму. Результати представлені як концентрації Omentin-1 нг/мл у зразках.

Крім того, функція *logit log* може бути використана для лінеаризації стандартної кривої, тобто *logit* середньої оптичної щільності (Y) представлено в залежності від логарифма відомої концентрації (X) стандартів.

Виміряна концентрація зразків, розрахована з калібрувальної кривої, повинна бути помножена на їх відповідних коефіцієнт розбавлення, так як зразки були розведені до аналізу, наприклад, 10 нг/мл (зі стандартної кривої) x 40 (коефіцієнт розбавлення) = 400 нг/мл.



Малюнок 2: Типова Стандартна крива для ІФА людського Omentin-1

13. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типові аналітичні дані для набору BioVendor людський Omentin-1 ELISA представлені в цьому розділі

Чутливість

Межа виявлення (LOD) (визначається як концентрації аналіту, який дає оптичну щільність вище, ніж середнє значення оптичної щільності бланка* плюс три стандартних відхилення оптичної щільності бланка: $A_{\text{blank}} + 3xSD_{\text{blank}}$) розраховується виходячи з реальних значень людського Omentin-1 в лунках і становить 0,5 нг/мл.

* Буфер для Розведення піпетується в лунки бланк.

Межа аналізу

Аналізи з результатами, що перевищують рівень Omentin-1 64 нг/мл, слід повторити з більш розбавленими зразками. Коефіцієнт розведення повинен бути прийнятий до уваги при розрахунку концентрації Omentin-1.

Специфічність

Антитіла, які використовуються у цьому ІФА, є специфічними для людського Omentin-1. Сироватки декількох видів ссавців були виміряні в аналізі. Див. результати нижче. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами по info@biovendor.com.

Зразок сироватки ссавця	Перехресна реактивність
Бичачий	Немає
Кіт	Немає
Собака	Немає
Коза	Немає
Хом'як	Немає
Кінь	Немає
Мавпа	Є
Миша	Немає
Свиня	Немає
Кріль	Немає
Щур	Немає
Вівця	Немає

Представлені результати множаться на відповідний коефіцієнт розбавлення

Точність

Внутрішньосерійна (В аналізі) (n = 8)

Взорець	Середнє (нг/мл)	SD (нг/мл)	CV (%)
1	322	13.6	4.1
2	478	15.2	3.2

Міжсерійна (Між аналізами) (n = 8)

Взорець	Середнє (нг/мл)	SD (нг/мл)	CV (%)
1	409	19.8	4.8
2	480	21.0	4.4

Відновлення після насичення

Зразки сироватки були насичені різними кількостями Omentin-1 і проаналізовані.

Взорець	Отримане (нг/мл)	Очікуване (нг/мл)	Відновлення От/Оч (%)
1	301	--	--
	888	941	94.4
	583	621	93.9
	425	461	92.2
2	158	--	--
	772	798	96.7
	455	478	95.2
	306	318	96.2

Лінійність

Зразки сироватки були серійно розведені Буфером для розведення і проаналізовані.


Взорець	Розведення	Отримане (нг/мл)	Очікуване (нг/мл)	Відновлення От/Оч (%)
1	--	644	--	--
	2x	321	322	99.7
	4x	167	161	103.7
	8x	83	81	102.5
2	--	394	--	--
	2x	208	197	105.6
	4x	109	98	111.2
	8x	50	49	102.0

Вплив матриці зразка

ЕДТА, цитратна і гепаринова плазми були порівняні з відповідними зразками сироватки тих самих 10 осіб.

Результати наведені нижче:

Волонтер	Сироватка (нг/мл)	Плазма (нг/мл)		
		ЕДТА	Цитратна	Гепаринова
1	462	416	404	473
2	641	549	507	666
3	381	348	316	422
4	480	475	422	489
5	440	371	339	429
6	357	227	300	356
7	484	286	373	499
8	475	482	449	529
9	624	661	593	640
10	514	450	437	507
Середнє (нг/мл)	486	426	414	501
Середнє Плазма/Сироватка (%)	--	87.6	85.2	103.1
Коефіцієнт детермінації R ²	--	0.72	0.86	0.95



Малюнок 3: Рівні Omentin-1, виміряні за допомогою Human Omentin-1 ELISA у 10 пацієнтів, з використанням сироватки, ЕДТА, цитратної і гепаринової плазми, відповідно.

• **Стабільність зразків, що зберігаються при 2-8 °С**

Зразки слід зберігати при температурі -20 °С. Проте, зниження концентрації Omentin-1 не спостерігалось в зразках сироватки та плазми після 7 днів при зберіганні при температурі 2-8 °С. Щоб уникнути мікробного забруднення, зразки обробляли ε-амінокапроною кислотою і азидом натрію, в результаті чого кінцеві концентрації склали 0.03% і 0.1%, відповідно.

Взірець	Температура інкубації, Період	Сироватка (нг/мл)	Плазма (нг/мл)		
			ЕДТА	Цитратна	Гепаринова
1	-20 °С	532	428	524	612
	2-8 °С, 1 день	544	420	480	584
	2-8 °С, 7 днів	536	364	544	584
2	-20 °С	599	438	592	644
	2-8 °С, 1 день	604	448	544	649
	2-8 °С, 7 днів	600	368	597	668
3	-20 °С	880	608	776	916
	2-8 °С, 1 день	921	604	776	912
	2-8 °С, 7 днів	864	536	780	908

• **Вплив заморожування/розморожування**

Не спостерігалось зниження концентрації людського Omentin-1 в зразках сироватки та плазми після неодноразових (5х) циклів заморожування/відтавання. Однак рекомендується, уникати непотрібного повторного заморожування/відтавання зразків.

Взірець	Кількість циклів з/в	Сироватка (нг/мл)	Плазма (нг/мл)		
			ЕДТА	Цитратна	Гепаринова
1	1х	440	436	440	526
	3х	439	401	439	451
	5х	452	412	452	446
2	1х	510	525	510	580
	3х	519	515	519	593
	5х	522	568	522	581
3	1х	447	360	447	497
	3х	434	245	434	444
	5х	419	302	419	448

14. ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТУ

Рекомбінантний людський Omentin-1 використовується в якості Стандарту. Рекомбінантний людський Omentin-1 (AA 19-298), який виробляється в *E.coli*, є білком 32.7 кДа, що містить 280 амінокислотних залишків людського Omentin-1 і 14 додаткових АА.


15. ПОПУЛЯЦІЯ ТА КЛІНІЧНІ ДАНІ

Наступні результати були отримані, коли зразки сироватки від 100 випадкових донорів (50 чоловіків + 50 жінок) 15-82 років аналізували з набором BioVendor людський Omentin-1 ELISA в нашій лабораторії.

• **Розподіл Omentin-1 в залежності від віку**

Стать	Вік (років)	n	Середнє	SD	Min.	Max.
Чоловіки	18-29	16	433	165	200	960
	30-39	13	480	125	252	712
	40-49	11	481	157	272	784
	50-64	10	562	189	318	1000
Жінки	15-29	12	421	131	242	764
	30-37	10	385	81	236	560
	40-48	13	396	103	220	600
	50-82	15	534	280	221	1399

Розподіл Omentin-1 в залежності від віку і статі



Малюнок 4: Концентрація Omentin-1, відкладена проти віку донорів.

• **Контрольний діапазон**

Дані, наведені в цій інструкції, повинні використовуватися тільки для прикладу. Рекомендується, щоб кожна лабораторія включила власну панель контрольного зразка в аналізі. Кожна лабораторія повинна встановити власні контрольні діапазони нормальних і патологічних значень для рівнів Omentin-1 рівня з аналізом.

16. ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ

Набір BioVendor людський Omentin-1 ІФА не був порівняний з будь-яким іншим комерційним набором.

17. УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК І ПИТАННЯ, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ ЗАДАЮТЬСЯ

» **Слабкий сигнал у всіх лунках**

Можливі пояснення:

- Пропущений реагент або крок
- Неправильне приготування або зберігання реагенту
- Аналіз виконується до того, як реагенти були приведені до кімнатної температури
- Неправильна довжина хвилі при зчитуванні абсорбції

» **Високий сигнал і фон у всіх лунках**

Можливі пояснення:

- Неправильне або недостатнє промивання
- Перетримка; Інкубаційний період з Розчином Субстрату повинен бути знижений до додавання Стоп-розчину
- Температура інкубації понад 40 °С

» **Високий коефіцієнт варіації (КВ)**

Можлива причина:

- Неправильне або недостатнє промивання
- Неправильне змішування Стандартів, Контролей якості або зразків



ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com